

FGM CT用エクステンションチューブ

医療機器承認番号 15400BZZ00511000

優れた操作性と耐圧性を実現



耐圧性能
1.47MPa
(213psi)

FGM EXTENSION TUBE
FOR THE COMPUTED TOMOGRAPHY






フォルテ グロウ メディカル 株式会社



CT用エクステンションチューブ

仕様



クリック感を持たせることにより、
確実な位置決めをサポートします。

造影剤充填時に液垂れしにくい、
ロングキャップを採用しています。

CT用エクステンションチューブ 三方活栓付き



型 式	内径×外径 [mm]	長さ [mm]	内容量 [mℓ]	耐圧性能	梱包単位	JAN コード
FGM-CTX- 250-1B	1.5 × 3.0	250	0.4	1.47MPa (213psi)	50 本/箱×4 (200 本/ケース)	4547319045781
FGM-CTX- 600-1B		600	1.1			4547319045064
FGM-CTX-1000-1B		1000	1.8			4547319045071
FGM-CTX-1300-1B		1300	2.3			4547319045774
FGM-CTX-1500-1B		1500	2.7			4547319045088
FGM-CTX2- 600-1B	2.2 × 3.8	600	2.3	1.47MPa (213psi)	50 本/箱×4 (200 本/ケース)	4547319045804
FGM-CTX2-1000-1B		1000	3.8			4547319470316
FGM-CTX2-1500-1B		1000	5.7			4547319470323

CT用エクステンションチューブ 三方活栓なし



型 式	内径×外径 [mm]	長さ [mm]	内容量 [mℓ]	耐圧性能	梱包単位	JAN コード
FGM-CT- 600	1.5 × 3.0	600	1.1	1.47MPa (213psi)	50 本/箱×4 (200 本/ケース)	4547319045194
FGM-CT- 1000		1000	1.8			4547319045217
FGM-CT- 600FM2	2.2 × 3.8	600	2.3			4547319045958
FGM-CT- 1000FM2		1000	3.8			4547319045811

一般的名称：輸血・カテーテル用延長チューブ
販 売 名：エクステンションチューブ
承認番号：15400BZZ00511000

●使用上の注意事項

- 1)ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
- 2)包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 3)水ぬれに注意し、直射日光を避け、高温多湿の場所には保管しないでください。
- 4)本製品は医療用ディスポーザブル製品です。1回限りの使用にしてください。
- 5)形状および仕様は予告なく変更する場合があります。

製造販売元



フォルテ グロウ メディカル 株式会社

〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1647
TEL:0283-22-2801 FAX:0283-21-2558
http://www.fgm.co.jp/

東京営業所 営業部(問合わせ先)

〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸51 第一スレートビル5階
TEL:03-3863-1901 FAX:03-3863-1905

取扱販売店