


FGM 静脈圧測定モニター




フォルテ グロウ メディカル 株式会社



静脈圧測定モニター

仕様



製品特長

- マノメーターの目盛りの背面にブルーラインを付け、目盛りが見やすくなっております。
- 目盛りの確認に便利な移動リング付きです。
- 吊り下げに便利なリングが付いています。

静脈圧測定モニター

管理医療機器(クラスⅡ)/一般的名称: 単回使用静脈ライン用マノメーターセット 70046002 承認番号 15300BZZ00023000

名 称	型 式	包装単位	希望小売価格	JAN コード
静脈圧測定モニター	V5700TA	20セット/箱	36,000円/箱	4547319470842

●使用上の注意事項

- 1)ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
- 2)包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められた場合は使用しないでください。
- 3)水ぬれに注意し、直射日光を避け、高温多湿の場所には保管しないでください。
- 4)本製品は医療用 Disposable 製品です。1回限りの使用にしてください。
- 5)形状および仕様は予告なく変更する場合があります。

製造販売元



フォルテ グロウ メディカル 株式会社

〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1647番地
TEL:0283-22-2801 FAX:0283-21-2558
<http://www.fgm.co.jp/>

東京営業所 営業部(問合わせ先)

〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸51号 第一スレートビル5階
TEL:03-3863-1901 FAX:03-3863-1905

取扱販売店