

PS造影用耐圧シリンジ

医療機器届出番号 14B2X10038000001



特 長 (型式 FGM-S60H , PS-100)

- 硬質なプラスチック材(PET)を使用し、強度に優れた高耐圧性を実現しております。
- クリアなシリンジ外筒で、気泡の視認性に優れております。
- プランジャー(押し子)の摺動性が良く、スムーズな薬液充填が可能です。

仕 様

製 品 名	型 式	内容量	耐圧性能	JANコード	入数(箱)
フォルテ造影用耐圧シリンジ	FGM-S60H	60ml	1.6Mpa(230psi)	4589770090450	100本 (25本入×4)
PS造影用ディスポーザブルシリンジ	PS-20	20ml	1.0Mpa(145psi)	4589770090474	100本 (25本入×4)
PS造影用ディスポーザブルシリンジ	PS-100	100ml	2.0Mpa(300psi)	4589770090375	40本 (20本入×2)

一般的名称 血管造影用注射筒
販 売 名 PS造影用耐圧シリンジ
届 出 番 号 14B2X10038000001



フォルテ グロウ メディカル 株式会社

AGS血管造影用ディスポーザブルシリンジ



特長

- 耐圧性能 8.27Mpa(1200psi , 84kgf/cm²)
- 薬液充填用のフィルチューブを同梱(シリンジ単品販売あり)

仕様

名 称	型 式	入数(箱)	JAN コード	備考
AGS血管造影用 ディスポーザブルシリンジ(125ml)	AGS-F125	50本	4589770090399	フィルチューブ付き
	AGS-FN125	40本(20本入×2)	4589770090405	シリンジのみ
AGS血管造影用 ディスポーザブルシリンジ(150ml)	AGS-F150	50本	4589770090412	フィルチューブ付き
	AGS-FN150	40本(20本入×2)	4589770090429	シリンジのみ

一般的名称 血管造影用注射筒
販 売 名 AGS造影用耐圧シリンジ
届 出 番 号 14B2X10038000002

●使用上の注意事項

- 1)ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
- 2)包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められた場合は使用しないでください。
- 3)水ぬれに注意し、直射日光を避け、高温多湿の場所には保管しないでください。
- 4)本製品は医療用ディスポーザブル製品です。1回限りの使用にしてください。
- 5)形状および仕様は予告なく変更する場合があります。



フォルテ グロウ メディカル 株式会社

本 社 栃木県佐野市大橋町1647番地
東京営業所 TEL:03-3863-1901 FAX:03-3683-1905
<https://www.fgm.co.jp/>

製造販売業者



ORTメディカル株式会社

本社営業所 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19竹生第2ビル9F
TEL:045-534-7015 FAX:045-534-7760
大阪営業所 TEL:06-6476-7300 FAX:06-6476-7289
<https://www.ort-medical.jp/>

取扱販売店