


造影用耐圧チューブ

～デュアルタイプ～

(生食水側・造影剤側逆止弁付／延長チューブ連結／三方活栓付き)



プライミングメスキャップ



プライミングキャップ

仕様

生食水側逆止弁付き




型 式	内径×外径 (mm)	長さ (mm)	内容量 (mℓ)	プライミング メスキャップ	耐圧性能	梱包単位	JANコード
FGM-CTY- 600PP	1.5×3.0	600	1.4	有り	1.47Mpa (213psi)	50本／箱×4 (200本／ケース)	4547319471993
FGM-CTY-1000PP		1000	2.0	有り			4547319471726
FGM-CTY-1000PP3		1000 (サブルート300mm)	2.3	有り			4547319472020
FGM-CTY-1500PP		1500	2.9	有り			4547319471801
FGM-CTY-1500PP3		1500 (サブルート300mm)	3.2	有り			4547319472365
FGM-CTY- 600P	1.5×3.0	600	1.4	無し			4547319471986
FGM-CTY-1000P		1000	2.0	無し			4547319471719
FGM-CTY-1500P		1500	2.9	無し			4547319471795
FGM-CTY-2000P		2000	3.8	無し			4547319471856
FGM-CTY2-1000P		1000	4.6	無し			4547319471917
FGM-CTY2-1500PP	2.2×3.8	1500	6.6	有り			4547319472341

造影剤側逆止弁付き



型 式	内径×外径 (mm)	長さ (mm)	内容量 (mℓ)	プライミング メスキャップ	耐圧性能	梱包単位	JANコード
FGM-CTY-1000RP	1.5×3.0	1000	2.0	無し	1.47MPa (213psi)	50本/箱×4 (200本/ケース)	4547319471740
FGM-CTY-2000RP		2000	3.8	無し			4547319471887
FGM-CTY-2000RPP		2000	3.8	有り			4547319471894

三方活栓付き延長チューブ連結



型 式	内径×外径 (mm)	長さ (mm)	内容量 (mℓ)	プライミング メスキャップ	耐圧性能	梱包単位	JANコード
FGM-CTY-125-CVP	1.5×3.0	1000 + 250 (延長1-ア 部)	2.4	無し	1.47MPa (213psi)	50本/箱×4 (200本/ケース)	4547319471764
FGM-CTY-160-CVP		1000 + 600 (延長1-ア 部)	3.1	無し			4547319472372

三方活栓付き



型 式	内径×外径 (mm)	長さ (mm)	内容量 (mℓ)	プライミング メスキャップ	耐圧性能	梱包単位	JANコード
FGM-MR2000PP	1.5×3.0	2000	3.8	有り	1.47MPa (213psi)	50本/箱×4 (200本/ケース)	4547319472013

●使用上の注意事項

- 1)ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
- 2)包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 3)水ぬれに注意し、直射日光を避け、高温多湿の場所には保管しないでください。
- 4)本製品は医療用ディスプレイ製品です。1回限りの使用にしてください。
- 5)形状および仕様は予告なく変更する場合があります。

一般的名称:造影用耐圧チューブ

販 売 名:CT用エクステンションチューブ

認 証 番 号:302AABZX00018000

製造販売元

フォルテ グロウ メディカル 株式会社

本 社 栃木県佐野市大橋町1647番地

販売元



ORTメディカル株式会社

本社営業所 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19竹生第2ビル9F

TEL:045-534-7015 FAX:045-534-7760

大阪営業所 TEL:06-6476-7300 FAX:06-6476-7289

<https://www.ort-medical.jp/>